

ACCESSOIRES



BOUTHOUDEUR

De lasbout of een ander stiftlasproduct wordt voor het stiftlasproces geplaatst in een bouthouder.



Voor een perfecte positionering gebruikt u de Nose Cone. Ook de kleine series kunt u hiermee nauwkeurig en eenvoudig stiftlassen.

ARTIKELNUMMER 79101070



We hebben een speciaal centreergereedschap voor u ontwikkeld om de huls van de nose cone uit te lijnen.

ARTIKELNUMMER 79101114



ASSORTIMENTSKIST

Degelijke assortimentskist met lasbouten in roestvast staal of staal verkoperd, inclusief bouthouders M3 t/m M8.

STAAL: ARTIKELNUMMER 30-5

RVS: ARTIKELNUMMER 30-6



LASSPRAY

Lasspray op waterbasis voor een extra mooi en schoon resultaat bij het stiftlassen van roestvaststaal.

FLACON MET VERSTUIVER
ARTIKELNUMMER 7010015

LASSPRAY PER LITER
ARTIKELNUMMER 70100112



OPBERGKIST

Met deze handige opbergkist, bergt u uw stiftlasapparaat na gebruik altijd netjes op.

ARTIKELNUMMER 30-58